

medentis

Vom Volksimplantat zum Erfolgsimplantat

Seit 2004 verzeichnet medentis mit dem Volksimplantat einen rasanten Zuwachs. Damals war es die Idee, ein kostengünstiges Implantatsystem anzubieten, das sich jeder leisten kann und als faires Markenimplantat die Erkenntnisse der erfolgreichen Implantologie der vergangenen 20 Jahre in einem einzigen System zusammenfasst.

Heute gehört das ICX-templant laut einer Marktstudie von Morgan Stanley aus dem Jahr 2010 zu den zehn erfolgreichsten Implantatsystemen in Deutschland und ist vom Volksimplantat zu einem Erfolgsimplantat avanciert.

Die Zahl der zufriedenen ICX-templant Anwender steigt weltweit täglich. Zuletzt konnte die anspruchsvolle GOST-R-Zertifizierung für das ICX-templant Implantatsystem für die russische Föderation erreicht werden.



medentis medical GmbH

Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 902000-0, Fax: -20
info@medentis.de, www.medentis.de

W&H

Implantmed für den täglichen Einsatz



Die neue Antriebseinheit Implantmed von W&H ist leicht zu bedienen, hat einen leistungsstarken Motor und eine automatische Gewindeschneide-Funktion. Oralchirurgische Eingriffe in der Implantologie und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie lassen sich so sicher und mit höchster Präzision ausführen.

Das durchdachte Bedienkonzept macht das Arbeiten leicht. Selbst schwierige Eingriffe können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden. Der leichte Motor und die ergonomisch geformten Winkelstücke sorgen für eine perfekte Balance in der Hand des Anwenders. Die Gewindeschneide-Funktion unterstützt den Implantologen beim Setzen von Implantaten in harten Knochen. Eine zu hohe Kompression auf den Knochen wird so vermieden, das fördert die stressfreie Einheilung des Implantats.

Die neue Antriebseinheit Implantmed von W&H ist leicht zu bedienen, hat einen leistungsstarken Motor und eine automatische Gewindeschneide-Funktion. Oralchirurgische Eingriffe in der Implantologie und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie lassen sich so sicher und mit höchster Präzision ausführen.

W&H Deutschland

Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0, Fax: -11
office.de@wh.com, www.wh.com

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.

Philips Sonicare

Neu: Sensitive Mini-Bürstenkopf

Die Produktfamilie wurde um den Sensitive Mini-Bürstenkopf ergänzt. Der Sensitive Mini-Bürstenkopf von Philips Sonicare bietet eine sanfte, aber effektive Reinigung – besonders für empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch. Studien zeigten: Ein Schallzahnbürstenkopf für die sensitive Reinigung ist der Handzahnbürste in Sachen Wirksamkeit überlegen. Schaeken M, Jenkins W, Wei J, Strate J (Archivdaten) zeigten 2009, dass der sensitive Sonicare-Bürstenkopf deutlich mehr Plaque entfernt als eine Handzahnbürste.

Dies gilt auch für schwer erreichbare Stellen. In ihrer In-vitro-Studie wiesen Hix J, de Jager M (Contracted Dental Research Laboratory) nach, dass durch die Verwendung des sensitiven Bürstenkopfes etwa 56 Prozent weniger Zahnabnutzung als bei der Verwendung einer Handzahnbürste entsteht.




Philips Sonicare

Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Tel.: 040 2899-1509, Fax: 040 2899-71509
sonicare.deutschland@philips.com, www.sonicare.de/dp

OT Medical

Intensivtraining am unfixierten Humanpräparat

Vom 27. bis 29. September 2013 haben interessierte Implantologen die Möglichkeit, ein attraktives Fortbildungsprogramm in kollegialer Atmosphäre in Budapest zu erleben. Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Kurs in Zusammenarbeit mit der renommierten Semmelweis Universität (II. Institut für Pathologie) stattfinden.



Neben den intensiven selbstständigen Übungen am (unfixierten) Humanpräparat, die im Vordergrund dieser Veranstaltung stehen, erwarten die Kursteilnehmer ein erfahrenes Referententeam, Fachvorträge aus der Wissenschaft und Demonstrationen am Präparat. Verschiedene Sinuslift-Techniken und Studienergebnisse zu den OT-F2- und OT-F3-Implantatsystemen werden ebenso thematisiert wie die Digitale Volumetomographie und das chirurgische Vorgehen bei der Implantation. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.

OT medical GmbH

Konsul-Smidt-Straße 8b, 28217 Bremen
Tel.: 0421 557161-0, Fax: 0421 557161-95
info@ot-medical.de, www.ot-medical.de